

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZ.	€	Sconti		CODICE	
				Q.tà	%		
	Velcro. Se viene appoggiato su una superficie lanuginosa vi si aggrappa. Molto pratico per appendere oggetti. Larghezza cm 2.	Bianco	5 mt	4,00	3	8%	599VT
			10 mt	6,00	3	8%	599VD
			25 mt	12,00	3	8%	599V
	Supporto per velcro. È un nastro autoadesivo di tessuto lanuginoso da usare come supporto per il velcro. Larghezza cm 2.	Bianco	5 mt	4,00	3	8%	599BT
			10 mt	6,00	3	8%	599BD
		Marron	5 mt	4,00	3	8%	599BMT
		10 mt	6,00	3	8%	599BMD	
		25 mt	12,00	3	8%	599BM	
	Angoli di velcro autoadesivi per appendere i campioni di aste. Larghezza mm 10. Sui campioni più grossi è preferibile applicare 2 angoli.	Nero	500	18,00	3	8%	599C

	Elegante espositore per campioni di passepartout in legno color ciliegio.	Lunghezza cm 20 (circa 120 campioni)	22,00	3	6%	CR120
		Lunghezza cm 30 (circa 180 campioni)	23,00	3	6%	CR180
		Lunghezza cm 40 (circa 240 campioni)	24,00	3	6%	CR240
Divisori che servono per classificare i campioni in gruppi di colore o di tipo.			2,00	3	10%	CR8

	Espositore di campioni di passepartout. Costituito da un pannello fornito di 20 fascette orizzontali in cui vengono infilati fino a 20 campioni. Se i campioni da esporre sono più di 20 si possono affiancare 2 o più espositori. Il pannello può essere appeso alla parete con un normale chiodino.	5,20	3	10%	MD1
				20%	
	Espositore da banco. Più adatto per chi vuole avere i campioni a portata di mano. Costituito da una base quadrata (cm 20 di lato) e da un supporto verticale che ruota sulla base per mezzo di un perno. Si possono esporre fino a 40 campioni. Per fare ruotare l'espositore basta agire con due dita alla base del pannello.	29,00	3	10%	MD6
				15%	

Sistema di esposizione dei campioni ad angolo

Il sistema è costituito da pannelli dotati di file binarie di fori ai quali vanno inseriti gli appositi appendini che sostengono i campioni. Gli appendini possono essere inseriti manualmente senza alcun attrezzo.

- I pannelli sono disponibili in una ampia gamma di combinazioni:
- Pannelli adatti per campioni ad angolo piccoli oppure grandi
 - Pannelli alti cm 120 oppure alti cm 145
 - Pannelli che contengono 1 fila di campioni, 2 file, 3 file
 - Pannelli di colore ciliegio oppure di colore crema.

In fondo a questa pagina sono illustrate tutte le combinazioni di pannelli. I pannelli sono in lamintex di spessore mm 18 con bordi in ABS. Possono essere fissati uno a fianco dell'altro con dei tasselli di legno in modo da formare visivamente un unico pannello.

Per appendere i pannelli e allinearli alla parete è consigliabile utilizzare una barra metallica apposta che normalmente viene utilizzata per appendere gli armadietti pensili in cucina (codice 307).

Vantaggi del sistema:

- I campioni sono sempre perfettamente allineati.
- La distanza tra un campione e il successivo è regolabile in base alla larghezza dell'asta.
- È possibile modificare rapidamente la disposizione dei campioni.
- L'esposizione ordinata dei campioni conferisce un aspetto elegante e professionale al negozio.

Video dimostrativo sul sito della Rinaldin.

Pannelli adatti a campioni piccoli (cm 15 come i campioni forniti dalla Rinaldin)	Alt. cm	File di fori	Ciliegio	Crema	Pz	€	Sconti	Codice
Pannelli adatti a campioni grandi	120	1 file di fori	23	23	3	6	6%	per tipo
		2 file di fori	25	25				
		3 file di fori	28	28				
	145	1 file di fori	24	24				
		2 file di fori	28	28				
		3 file di fori	31	31				
120	1 file di fori	23	23	12	13%	per tipo	1201C	
	2 file di fori	25	25				1202C	
	3 file di fori	28	28				1203C	
145	1 file di fori	24	24				1451C	
	2 file di fori	28	28				1452C	
	3 file di fori	31	31				1453C	
120	1 file di fori	23	23	12	13%	per tipo	3201C	
	2 file di fori	28	28				3202C	
	3 file di fori	31	31				3203C	
145	1 file di fori	25	25				3451C	
	2 file di fori	28	28				3452C	
	3 file di fori	30	30				3453C	

	Appendini in materiale plastico trasparente per sostenere i campioni ad angolo. Possono essere inseriti o disinseriti manualmente senza alcun attrezzo.	per campioni di aste con battente basso	100 pz	10	5	10%	AC8
		per campioni di aste con battente alto	100 pz	13	10	20%	AC9
	Tasselli in legno o mm 8 per fissare i pannelli tra loro, lunghezza mm 40. Vanno infilati negli appositi fori che si trovano lungo il bordo dei pannelli.		60 pz	2,00	3	8%	ERM5
	Barra metallica per appendere i pannelli. Lunghezza metri 3. È la barra normalmente utilizzata per appendere gli armadietti pensili in cucina.			8,40	5 barre	10%	307
	Viti per fissare la barra metallica sul retro dei pannelli.		100 pz	1,00	3	8%	TS3916C
	Viti mm 40, spessore mm 4,5 per fissare la barra al muro. Vanno infilate nei fori della barra metallica (approssimativamente 1 vite ogni 20 cm).		100 pz	4,90	3	8%	AS6C
	Tasselli in plastica per le viti sopra illustrate		100 pz	3,30	3	8%	AS7C

